

Símbolo	Significado del símbolo	Significat del símbol	Symbol meaning	Signification du symbole
	Luz amarilla: el resultado del análisis está por encima del Intervalo objetivo.	Llum groga: el resultat de l'anàlisi està per sobre de l'interval objectiu.	Yellow Light: test result is above Target Range.	Voyant jaune: le résultat glycémique est au-dessus de l'Intervalle cible.
	Luz verde: el resultado del análisis está en el Intervalo objetivo.	Llum verda: el resultat de l'anàlisi està dins l'interval objectiu.	Green Light: test result is in Target Range.	Voyant vert: le résultat glycémique est dans l'Intervalle cible.
	Luz rojo: el resultado del análisis está por debajo del Intervalo objetivo.	Llum vermella: el resultat de l'anàlisi està per sota de l'interval objectiu.	Red Light: test result is below Target Range.	Voyant rouge: le résultat glycémique est en dessous de l'Intervalle cible.
H I	El resultado del análisis está por encima de 600 mg/dL.	El resultat de l'anàlisi està per sobre de 600 mg/dL.	Test result is above 600 mg/dL.	Le résultat du test est supérieur à 600 mg/dL.
L O	El resultado del análisis está por debajo de 10 mg/dL.	El resultat de l'anàlisi està per sota de 10 mg/dL.	Test result is below 10 mg/dL.	Le résultat glycémique est inférieur à 10 mg/dL.
	Su Registro.	Registre.	Your Logbook.	Mes résultats.
	Configuración del medidor.	Configuració del medidor.	Meter Settings.	Paramètres du lecteur de glycémie.
	Marcador En ayunas.	Marcador en dejú.	Fasting marker.	Marqueur À jeun.
	Marcador Antes de comer.	Marcador abans de menjar.	Before Meal marker.	Marqueur Avant repas.
	Marcador Después de comer.	Marcador després de menjar.	After Meal marker.	Marqueur Après repas.
	No hay ningún marcador de comidas seleccionado.	No hi ha cap marcador de menjars seleccionat.	No marker selected.	Aucun marqueur sélectionné.
	Un Intervalo objetivo o un ajuste de Intervalo objetivo.	Un interval objectiu o un ajustament de l' Interval objectiu.	A Target Range or Target Range setting.	Un Intervalle cible ou un paramètre d'Intervalle cible.
	El medidor está listo para realizar el análisis.	El medidor està llest per realitzar l'anàlisi.	Meter is ready to test.	Le lecteur de glycémie est prêt pour le test.
	Añadir más sangre a la misma tira reactiva.	Afegir més sang a la mateixa tira reactiva.	Add more blood to same test strip.	Appliquez plus de sang sur la même bandelette réactive.
	Resultado del análisis con la solución de control.	Resultat de l'anàlisi amb una solució control.	Control solution test result.	Résultat du test avec la solution de contrôle.
	Símbolo Bluetooth®: significa que el ajuste inalámbrico de Bluetooth está activado; el medidor se puede comunicar con un dispositivo móvil.	Símbol de Bluetooth®: significa que l'ajustament inalàmbric de bluetooth està activat; el medidor pot comunicar-se amb un dispositiu mòbil.	Bluetooth® symbol: means the Bluetooth wireless setting is On; the meter can communicate with a mobile device.	Symbole Bluetooth®: indique que le paramètre Bluetooth sans fil est activé; le lecteur de glycémie peut communiquer avec un appareil mobile.
	Pila baja.	Nivell baix de pila.	Low batteries.	Piles faibles.
	Pila agotada.	Pila esgotada.	Dead batteries.	Piles déchargées.
E	Error del medidor.	Error del medidor.	Meter error.	Code Erreur du lecteur de glycémie.
	Función de Recordatorios.	Funció de Recordatoris.	Reminder feature.	Fonction Rappel.
	Función de sonido.	Funció de so.	Sound feature.	Signal sonore.
7 d Avg	Medias de 7, 14, 30 y 90 días.	Mitges de 7, 14, 30 i 90 dies.	7-, 14-, 30-, and 90-day averages.	Moyenne de 7, 14, 30 et 90 jours.
n	Número total de lecturas de glucosa en sangre utilizadas para calcular las medias	Número total de lectures de glucosa en sang utilitzades per calcular les mitges.	Total number of blood glucose readings	Nombre total de résultats glycémiques utilisés pour calculer les moyennes.