

GlucoContro.online

Conecta con tus pacientes en
Tiempo Real



Para una gestión más eficaz de la diabetes, invita a tus pacientes a compartir sus resultados de glucosa*.

www.glucocontro.online

GlucoContro.online

Ayuda a conectar con tus pacientes

Invita a tu paciente a conectar contigo
Haz clic en “Añadir nuevo paciente”

ASCENSIA
Diabetes Care

Añadir nuevo paciente X

Manual Código QR

Obligatorio

Nombre
Introduce Nombre

Apellidos
Introduce Apellidos

País
España

Opcional

☐ Quiero enviar una invitación por correo electrónico a este paciente.

Añadir nuevo paciente

Añadir nuevo paciente X

Manual Código QR

Invita al usuario de la aplicación GlucoContro.online a compartir los datos.
Haz que el paciente lea el código QR para permitir el intercambio de datos del paciente

El indica que tu paciente ha aceptado la invitación

Victor Sanchez
36 año/s Tipo 1
Médico/a: Juan Rodriguez

GlucoControl.online

Apuesta por la visualización remota de los datos

Para visualizar de forma rápida y sencilla la información de tu paciente

Menú de rápido acceso

Victor Sanchez
36 años Tipo 1
Médico/a: Juan Rodriguez

Lecturas **16**
lecturas/día **5.33**
sin lecturas **0**

7% Indicador de gestión de glucosa

3 Muy Alto

1 Muy Bajo


78mg/dL Desviación Estándar

156mg/dL Promedio pre-prandial

245mg/dL Promedio post-prandial

45% CV

Resumen: Información relevante para la toma de decisiones



Valores de GS en sangre:
Para visualizar el porcentaje de lecturas en cada nivel de glucosa en sangre

Distribución del nivel de glucosa: Visualización de la variabilidad de las lecturas de glucosa en sangre

Tabla de lecturas

☒ Total diario insulina/carbohidratos/ejercicio

Domingo 14/03 prom **158.20** **10.0** **0.0** **0** **0** min.

14/03

mg/dL

unidad

67 8:52

188 12:11

280 14:53

183 18:33

83 22:03

Mostrar menos [Mostrar más](#)

Tabla de lecturas: Visualización sencilla de todas las lecturas de cada día

Resumen de resultados								
	Total lecturas	Prom.	Muy Alto	Muy Bajo	Alto	Objetivo	Bajo	DE
Ayuno	16	171 mg/mL	8%	3%	50%	38%	13%	78 mg/dL
Pre-prandial	3	88 mg/mL	0%	33%	0%	33%	67%	28 mg/dL
Post-prandial	3	156 mg/mL	0%	0%	67%	33%	0%	43 mg/dL
Sin marca	5	245 mg/mL	60%	0%	80%	20%	0%	62 mg/dL
Todo	5	167 mg/mL	0%	0%	40%	60%	0%	53 mg/dL

Resumen de resultados: Para un análisis más detallado de las glucemias del paciente

GlucoContro.online

Ahora más que nunca, permanece
conectado con tus pacientes



900 100 117

(L-V: 9:00 a 18:00 h)

atenciondiabetes@ascensia.com

*Para los usuarios de los medidores de las familias CONTOUR®NEXT y CONTOUR®
Material para profesionales de la salud. ADC00232 Rev.1 04-21